МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

ОСНОВЫ СВЕТОВОЙ МИКРОСКОПИИ И ЦИФРОВОЙ МАКРО-И МИКРОФОТОГРАФИИ

Учебно-методическое пособие

Составители: А.В. Лавлинский, И.Э. Мазурова

Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета 2011

СОДЕРЖАНИЕ

BI	ВЕДЕНИЕ	4
1.	Основы светомикроскопической техники	5
	1.1. Классификация световых микроскопов	
	1.2. Основные элементы устройства микроскопа. Характеристика	
	оптической и механической систем световых микроскопов	6
	1.3. Определение увеличения и разрешающей способности	
	микроскопа при разных комбинациях окуляра и объектива	
	по методу светлого поля	12
2.	Техника измерения объектов под микроскопом с применением окуляр-микрометра и объект-микрометра. Определение масштаба увеличения изображения	14
3	Статистическая обработка результатов	18
		10
4.	Изучение числа и общей морфологии митотических хромосом	22
	в норме. Понятие кариотипа	
	4.2. Основные морфометрические характеристики хромосом	44
	в кариотипах	24
5.	Микрофотосъемка на основе аналоговой фотографии	
	5.1. Техника аналоговой (галогенно-серебряной) фотографии	
	5.2. Микрофотографирование	28
6	Применение цифровой фотографии в медико-биологических	
0.	исследованиях. Анализаторы изображения	30
	6.1. Понятие цифровой фотографии, макро- и микрофотография	
	6.2. Устройство и основные принципы работы цифровых	
	фотоаппаратов	34
	6.3. Цифровая микрофотография в биологии. Основные принципы	
	работы и особенности применения анализаторов изображения	
	в медико-биологических исследованиях	36
7.	Техника микрофотографирования с применением цифровой	
	камеры-окуляра DCM	
	7.1. Техническая характеристика цифровой камеры-окуляра DCM	42
	7.2. Порядок работы с цифровой камерой-окуляром DCM	
	при изучении микропрепаратов	
	7.3. Получение микрофотографий и их последующая обработка	45
П	ПРИЛОЖЕНИЕ	
ПΙ	ATEPATVPA	52

1.2. Основные элементы устройства микроскопа. Характеристика оптической и механической систем световых микроскопов

Световой микроскоп включает в себя две конструктивно-функциональные части: оптическую и механическую. Структурная схема блоков и частей светового микроскопа представлена на рис. 1.




Рис. 1. Структурная схема блоков и частей тринокулярного светового микроскопа:

- 1. Узел крепления сменных насадок (визуальных, фотографических, телевизионных, различных передающих устройств).
- *2. Окуляры.*
- 3. Визуализирующий блок.
- 4. Узел смены объективов (револьверное устройство).
- 5. Объективы (сменные).
- 6. Кронштейн для крепления или стойка (тубусодержатель).
- 7. Предметный столик.
- 8. Конденсор.
- 9. Узел крепления сменных предметных столиков.
- 10. Узел крепления конденсора, а также его фокусировочного и центровочного перемещения.
- 11. Узел крепления светоделительных элементов (блоков для отраженного света; блоков светофильтров, в т. ч. люминесцентного осветителя).
- 12. Фокусировочный механизм грубой и точной настройки микроскопа на резкость (макро- и микровинт).
- 13. Основание штатива микроскопа.

Оптическая система микроскопа включает в себя три основных функциональных блока: осветительный, воспроизводящий, визуализирующий.

Осветительный блок предназначен для создания равномерного светового потока, который проходит через объект (проходящий свет) или отражается от него (отраженный и падающий свет), а также для обеспечения условий точного воспроизведения объекта по цвету, форме и разрешению элементов в конечном увеличенном изображении. Осветительный блок включает: источник света (лампа и электрический блок питания); оптико-механическую систему, расположенную за лампой. Для микроскопов проходящего света оптикомеханическая часть состоит из коллектора, полевой ирисовой диаграммы и конденсора со встроенной апертурной ирисовой диафрагмой. В микроскопах отраженного света роль конденсора играет объектив.

В современных микроскопах отечественного и зарубежного производства применяются встроенные в основание микроскопа осветительные системы с галогенными, ксеноновыми или ртутными лампами. Мощность галогенных ламп 6 В 20 Вт, 12 В 30–40 Вт. В исследовательских и универсальных моделях лампы более мощные – 12 В 100 Вт. Для выравнивания света обычно применяются светофильтры.

Коллектор. При встроенной осветительной системе проходящего света коллекторная часть линзы расположена вблизи источника света в основании микроскопа и предназначена для увеличения размера светящегося тела (лампы). Вблизи коллектора располагается **полевая диафрагма микроскопа**. Полевая ирисовая диафрагма регулирует интенсивность светового потока, направленного от источника света к объекту.

Конденсор. Оптическая система конденсора предназначена для увеличения количества света, поступающего от осветителя на объект. В его состав входит несколько линз, основное назначение которых превратить параллельные лучи, идущие от осветителя, в сходящиеся. По сути, конденсор представляет собой светосильный короткофокусный объектив, который должен иметь апертуру (см. далее Апертура объектива), равную апертуре объектива (условие Аббе).

В микроскопах отраженного света проблема качества конденсора решена просто – за счет аберрационного качества объектива.

Воспроизводящий блок предназначен для создания увеличенного изображения объекта в промежуточной плоскости — плоскости изображения. Воспроизводящий блок включает объектив и промежуточную оптическую систему. Современные микроскопы последнего поколения базируются на оптических системах объективов, скорректированных на "бесконечность". В отличие от микроскопов предыдущего поколения с конечной длиной тубуса 160 мм, современные имеют дополнительную линзовую систему, называемую "тубусной", которая параллельные пучки света, выходящие из объектива, "собирает" в плоскости изображения микроскопа и обеспечивает, таким образом, само изображение.

Объектив состоит из фронтальной и последующей частей. Фронтальная линза (или система линз) обращена к препарату и является основной при построении изображения соответствующего качества, определяет рабочее расстояние и числовую апертуру объектива. Последующая часть в сочетании с фронтальной обеспечивает требуемое увеличение, фокусное расстояние и качество изображения, а также определяет конструкцию объектива и микроскопа в целом (высоту объектива и длину тубуса микроскопа).

Визуализирующий блок предназначен для получения изображения объекта на сетчатке глаза, фотоматериале, матрице цифровой камеры.

Визуализирующий блок включает следующие элементы: визуальная насадка (монокулярная, бинокулярная или бинокулярная с фото-видеовыходом); окуляры для наблюдения; система дополнительного увеличения; проекционные насадки, в том числе дискуссионные для двух и более наблюдателей; рисовальные аппараты; адаптерные (согласующие) элементы систем анализа и документирования изображения, имеющие дополнительное увеличение.

Микроскоп отраженного света (например, люминесцентный) имеет аналогичные воспроизводящую и визуализирующую части, но в качестве конденсора выступает объектив.

Механическая система микроскопа. Основным конструктивномеханическим блоком микроскопа являются штатив, который включает в себя следующие основные части: основание и тубусодержатель (рис. 1).

На основании крепится весь микроскоп. В простых микроскопах на нем устанавливают осветительные зеркала или самостоятельные осветители. В более сложных моделях осветительная система встроена в основание с блоком питания или без него.

Одним из основных и точных элементов, входящих в механическую часть микроскопа, является предметный столик, предназначенный для крепления препарата и фиксации его в определенном положении под микроскопом. Форма столиков бывает округлой (в старых моделях) и прямоугольной. Они бывают неподвижные, координатные, поворотные (на ограниченный угол) и вращающиеся (центрируемые и не центрируемые).

На стол устанавливаются препаратодержатели и препаратоводители. Последние практически не применяются в современных микроскопах, кроме поляризационных микроскопов.

Параметры микроскопа. К основным параметрам микроскопа и соответственно его оптических частей относятся: увеличение; разрешающая способность; линейное поле на предмете; степень исправления аберраций.

Общее увеличение микроскопа зависит: а) от увеличения объектива; б) от увеличения окуляра; в) промежуточных увеличивающих систем. Так, например, при оценке увеличения анализатора изображений (АИ) увеличение окуляра не влияет на общее увеличение системы, т. к. он не участвует в формировании изображения. Увеличение АИ зависит от увеличения объектива, промежуточных линз и адаптера камеры (см. параграф 6).